

Mode d'emploi simplifié

Ventilateur AC-150

Mode d'emploi simplifié (FR)
Simplified instruction for use (EN)
Istruzioni d'uso semplificate (IT)

Basic UDI-DI : 376033719EO1503V
UDI-DI : 03760337190085



MOVE AND CARE **CONCEPT BY**

EOVE

Mode d'emploi simplifié

Instruction rapide de mise en marche du dispositif

Mise en route rapide.

En cas d'urgence le module de ventilation peut être mis en route directement par une simple pression sur le bouton  sur le clavier du module.

- 1 Appuyer sur le  clavier du panneau avant pour mettre le ventilateur sous tension.
- 2 Pour démarrer la ventilation, appuyer sur  sur le clavier.



⚠ L'utilisateur doit lire et comprendre l'intégralité du mode d'emploi avant d'utiliser le ventilateur AC -150.

Le mode d'emploi est fourni sous forme électronique dans le support numérique fourni avec le ventilateur.

Le mode d'emploi est consultable directement sur le ventilateur par la touche .

Le mode d'emploi est également disponible sur le site EOVE (accès téléchargement) <http://eove.fr/cms/produits-et-support/eo-150-ventilator/> Le mode d'emploi sous forme papier peut être fourni sur demande auprès du service commercial EOVE ou directement auprès du distributeur local dans un délai de 7 Jours.

Simplified instruction for use

Quick in service instruction

Quick Start.

In case of emergency, the ventilation module can be directly turned on simply by pressing the button  on the module keyboard.

- 1 Press on the  front panel keyboard to turn on the device.
- 2 To start ventilation click on  on the keyboard.



⚠ Clinician must read and understand the entire manual before using the AC -150 ventilator.

A digital version of User's manual is available on the digital support provided with the entilorator.

A digital version of User's Manual is available on the ventilator through  touch key.

User's Manual is available on EOVE Website:
<http://eove.fr/cms/produits-et-support/eo-150-ventilator/> copy of User's Manual can be provided on demand to EOVE Customer service or Local distributor within 7 days.



Avvio rapido.

In caso di emergenza, il modulo di ventilazione può essere acceso direttamente semplicemente premendo il pulsante  sulla tastiera del modulo.

- 1 Premi su  presente sulla tastiera per avviare il dispositivo.
- 2 Per avviare la ventilazione premi su  presente sulla tastiera.



⚠ Il medico dovrebbe aver letto e compreso il manuale prima dell'uso del ventilatore AC-150.

Una versione del manuale utente è disponibile nel supporto digitale fornito con il ventilatore.

Una versione digitale del manuale d'uso è disponibile sul ventilatore, accessibile premendo il tasto .

Il manuale d'uso è disponibile sul sito EOVE:

<http://eove.fr/cms/produits-et-support/eo-150-ventilator/> Una copia cartacea del manual d'uso può essere fornita su richiesta al Customer Service EOVE o al distributore locale entro 7 giorni dalla richiesta.



contact@eove.fr ou sales@eove.fr
+ 33 559 21 86 84

4 Boulevard Lucien Favre
Immeuble Poincaré
64000 PAU - France
www.eove.fr

Ref : 100 958 Instructions Manuel AC 150 Rev A

<https://www.device.airliquidehealthcare.com/fr>

Air Liquide Healthcare est un leader mondial des gaz médicaux, de la santé à domicile, des produits d'hygiène et des ingrédients de spécialité santé. Il a pour mission de fournir à ses clients, tout au long du parcours de soins de l'hôpital au domicile, des produits médicaux, des ingrédients de spécialité et des services qui contribuent à protéger les vies vulnérables.

